



Serving Humanity Since 1908

WELMED
INSTRUMENTS CO.

**ENT Catalogue
Group 20, 21, 22, 23, 24 & 25**



Manufacturers & Exporters of Quality Surgical Instruments

**Anaesthesia, Otology, Rhinology, Tonsillectomy,
Laryngo-Bronchoscopy, Oral Maxillo-Facial Surgery
and Carnio-Maxillo-Facial Surgery Instruments**



Anesthesia 20

WELMED Instruments Company
Defence Road
Near Wapda Grid Colony
Sialkot 51310, Pakistan.

Phone : +92 52 3554782, 3558704
Fax : +92 52 3550296
Cell : +92 333 8680640

Email : info@welmedinst.com
welmedpk@gmail.com
wmm@brain.net.pk
welmed@cyber.net.pk

Website : www.welmedinst.com

About Us

Quality begins at **WELMED** Instruments Company where master craftsmen forge and manufacture each instrument to its exact specifications and measurements. Instruments must undergo a series of quality control inspections in order to be worthy of **WELMED** name and warranty. We offer a wide selection of medical instruments including Surgical and Dental instruments.

We have acquired a unique and unmatched understanding of manufacturing through a large experience, working since 1908. Years of experience & state of the art manufacturing facilities helped us to keep our prices low. Our Surgical & Dental instruments are created by expert craftsmen, providing unfaltering quality you can rely on.

We have launched a fully interactive website where you can get online and track your orders 24 hours a day, 7 days in a week, and 365 days a year. Ask for our free e-catalogue on CD-Rom to save time and enjoy hassle free ordering.

We provide our customers with most reliable customer service as your satisfaction is our top priority. Our customers always enjoy our wonderful customer service and quality tools at the best price.

Lastly we invite you to have a work experience with **WELMED** Instruments Company and we will prove ourselves as one of the most valuable source you have.

You can find us at

WELMED Instruments Company
Defence Road, Near Wapda Grid Colony
Sialkot 51310, Pakistan.

Phone : +92 52 3554782, 3558704
Fax : +92 52 3550296
Cell : +92 333 8680640

Emails :
Info@welmedinst.com
welmedpk@gmail.com
wmm@brain.net.pk
welmed@cyber.net.pk

Website : www.welmedinst.com



History

WELMED Instruments Company was founded in 1995. Our Great Grandfather **Mian Muhammad Fazal Elahi** was the founder of M/s M.F. Elahi & Company (E.P.) Pvt. Ltd, established in 1908. WELMED is a sister concern of M.F. Elahi & Co. It is our pride to be a member of M.F. Elahi Family.

WELMED Instruments Company is located in the heart of beautiful city, Sialkot, Pakistan. We are manufacturers and exporters of quality Surgical, Dental instruments and Scissors of all sorts in various categories. We are closely attached with highly skilled surgeons and other technicians of the surgical industry to make the new instruments development possible.

WELMED is in a continues process of development and testing of new instruments for their precision and perfect functioning. We are also working at imported forging supply by foreign customers.

Certificates

Welmed Instruments Company has achieved the certificates for ISO-9001, ISO-13485, cGMP (FDA) and CE Marking.

Quality Control

All material use in the manufacturing of our instruments are tested from relevant laboratories. Our continuous quality control is our best warranty so that you built confidence in our products.

Deliveries

Deliveries are quick and in-time.

Mode Of Payment

Terms of Payment is ADVANCE or LETTER OF CREDIT (Irrevocable)

Quality Policy

WELMED Instruments Company aims to produce quality Surgical, Dental instruments and Scissors of all sorts at reasonable prices to become an exemplary manufacturer. Our total emphasize is to achieve customer's satisfaction by clearly understanding their requirements and following a quality management system which is a primary concern of all our work force. We do our best to produce instruments of finest quality.

Certificate of Registration

The Governing Board of
Q.A. International Certification Limited
hereby grants to:

WELMED INSTRUMENTS CO.
Registration No. QAIC / FK / 1224 - B

(hereinafter called the Registered Company) the right to be listed in the Directory of Registered Companies in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Company at or from only the address given below in accordance with the quality management system in compliance with the Requirements of ISO 13485:2016.

Address to which this Certificate refers:
Defence Road, Near Wapda Grid Station, Sialkot - Pakistan

Approved Scope to which this Certificate refers:
Manufacture of Non-Active Surgical and Dental Instruments
(Please note that the above scope represents the certified activity of the named organisation and as such, the organisation may undertake additional activities that are not covered under this certification).

Signed for and on behalf of the Board

CHIEF EXECUTIVE SCHEME MANAGER

Certificate Issue Date : 16th July 2018 - Certificate Renewal Before : 13th July 2019
Date of Initial Registration : 16th July 2008 - Re-Certification Before : 13th July 2020
This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Board.

QA INTERNATIONAL
QA International Certification Ltd.
Shafiq House
Shafiq Road
Hurlingham
Middlesex TW20 9JL
UK

Certificate of Registration

The Governing Board of
Q.A. International Certification Limited
hereby grants to:

WELMED INSTRUMENTS CO.
Registration No. QAIC / FK / 1224 - A

(hereinafter called the Registered Company) the right to be listed in the Directory of Registered Companies in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Company at or from only the address given below in accordance with the quality management system in compliance with ISO 9001:2015.

Address to which this Certificate refers:
Defence Road, Near Wapda Grid Station, Sialkot - Pakistan

Approved Scope to which this Certificate refers:
Manufacture of Surgical and Dental Instruments
(Please note that the above scope represents the certified activity of the named organisation and as such, the organisation may undertake additional activities that are not covered under this certification).

Signed for and on behalf of the Board

CHIEF EXECUTIVE SCHEME MANAGER

Certificate Issue Date : 16th July 2018 - Certificate Renewal Before : 13th July 2019
Date of Initial Registration : 16th July 2008 - Re-Certification Before : 13th July 2020
This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Board.

QA INTERNATIONAL
QA International Certification Ltd.
Shafiq House
Shafiq Road
Hurlingham
Middlesex TW20 9JL
UK

CERTIFICATE

Application of Council Directive 93/42/EEC as updated directive 2007/47/EC for Class I Medical Devices
This is certifying that the products submitted are:

CLASS I MEDICAL DEVICES
(Re-Useable, Non-Powered Surgical and Dental Instruments)

Registration No. DCS/9904155

Manufactured By:
WELMED INSTRUMENTS CO.
Defence Road, Near Wapda Grid Station, Sialkot-Pakistan

Comply with the applicable requirements of the Directive 93/42/EEC as updated directive 2007/47/EC for Class I Medical Devices

The Technical file of the products have been assessed according to the procedure of Conformity Assessment described in the Annex -I, Annex VII.

Limitations:
The manufacturer must inform DCS of any substantial changes occurred in the Product or process in order to examine whether this certificate remains valid. Conformance to all the regulatory requirements is the sole responsibility of the manufacturer including the appointment of EU Authorized Representative and registration with concerned competent authority.

CHAIRMAN SCHEME MANAGER


Certificate Issue Date: June 20, 2018 Certificate Expiry Date: June 29, 2019

www.dcsinternational.com

Warranty

All WELMED Instruments are produced from finest stainless steel available to be free from any defect in material or workmanship. Any product that proves to be defective in material or workmanship will either be repaired or replaced without any charge. This warranty is void if the instrument is abused, altered, modified or is not used in the manner for which it is intended.

Anesthesia 20



WELMED
INSTRUMENTS CO.

Magill	01
Miller	02
Miller	02
Miller-Baby	02
Miller Laryngoscopes	03
Guedel-Negus	04
Mcintosh	05
Mcintosh	05
Foregger	06
Foregger	07
Mcintosh	08
Mcintosh	08
Mcintosh	09
Foregger	10
Miller	11
Foregger	12
Miller	13
Fiber Optic Laryngoscopes	14



BC-20-101
14.5 cm / 5 3/4"
for babies
para neonatales
pour nourrissons



BC-20-102
20 cm / 8"
for children
para niños
pour enfants



BC-20-103
25 cm / 10"
for adults
para adultos
pour adultes



Magill



**Miller
BC-20-104**

with three laryngoscope blades fig. 1 to 3
complete, in case

con tres hojas de laringoscopia fig. 1 a 3
completo, en estuche

avec trois spatules a laryngoscopie fig. 1 a 3
complet, en trousse

**Miller
BC-20-105**

with four laryngoscope blades fig. 1 to 4
complete, in case

con cuatro hojas de laringoscopia fig. 1 a 4
completo, en estuche

avec quatre spatules a laryngoscopie fig. 1 a 4
complet, en trousse

**Miller-Baby
BC-20-106**

with two laryngoscope blades fig. 0 and 1
complete, in case

con dos hojas de laringoscopia fig. 0 y 1
completo, en estuche

avec deux spatules a laryngoscopie fig. 0 a 1
complet, en trousse



BC-20-107
Fig. 0
for babies
para neonatales
pour nourrissons
per neonati

Working length
largo util
Longueur utile
lunghezza operante
55 mm



BC-20-108
Fig. 1
for children
para niños
pour enfants

Working length
largo util
Longueur utile
80 mm



BC-20-109
Fig. 2
for adolescents
para adolescentes
pour adolescents

Working length
largo util
Longueur utile
130 mm



BC-20-110
Fig. 3
for women
para mujeres
pour femmes

Working length
largo util
Longueur utile
170 mm



Miller

BC-20-111
Fig. 4
for men
para hombres
pour hommes

Working length
largo util
Longueur utile
180 mm



Guedel-Negus

BC-20-112
with three laryngoscope blades fig. 1 to 4
complete, in case

con tres hojas de laringoscopio fig. 2 a 4
completo, en estuche

avec trois spatules a laryngoscopie fig. 2 a 4
complet, en trousse



BC-20-113
Fig. 1
for children
para niños
pour enfants

Working length
largo útil
Longueur utile
70 mm



BC-20-114
Fig. 2
for adolescents
para adolescentes
pour adolescents

Working length
largo útil
Longueur utile
90 mm



BC-20-115
Fig. 3
for women
para mujeres
pour femmes

Working length
largo útil
Longueur utile
110 mm



BC-20-116
Fig. 4
for men
para hombres
pour hommes

Working length
largo útil
Longueur utile
135 mm



McIntosh
BC-20-117
 with three laryngoscope blades fig. 1 to 3
 complete, in case

con tres hojas de laringoscopio fig. 1 a 3
 completo, en estuche

avec trois spatules a laryngoscopie fig. 1 a 3
 complet, en trousse



BC-20-119
 Fig. 0
 for babies
 para neonatales
 pour nourrissons

Working length
 largo util
 Longueur utile
 55 mm



BC-20-120
 Fig. 1
 for children
 para ninos
 pour enfants

Working length
 largo util
 Longueur utile
 75 mm



BC-20-121
 Fig. 2
 for adolescents
 para adolescentes
 pour adolescents

Working length
 largo util
 Longueur utile
 90 mm

McIntosh
BC-20-118
 with four laryngoscope blades fig. 1 to 4
 complete, in case

con cuatro hojas de laringoscopio fig. 1 a 4
 completo, en estuche

avec quatre spatules a laryngoscopie fig. 1 a 4
 complet, en trousse



BC-20-122
 Fig. 3
 for women
 para mujeres
 pour femmes

Working length
 largo util
 Longueur utile
 110 mm



BC-20-123
 Fig. 4
 for men
 para hombres
 pour hommes

Working length
 largo util
 Longueur utile
 135mm



**Foregger
BC-20-124**

with three laryngoscope blades fig. 2 to 4 complete, in case

con tres hojas de laringoscopio fig. 2 a 4 completo, en estuche

avec trois spatules a laryngoscopie fig. 2 a 4 complet, en trousse



BC-20-125
Fig. 1
for children
para niños
pour enfants

Working length
largo util
Longueur utile
70 mm



BC-20-126
Fig. 2
for adolescents
para adolescentes
pour adolescents

Working length
largo util
Longueur utile
90 mm



BC-20-127
Fig. 3
for women
para mujeres
pour femmes

Working length
largo util
Longueur utile
110 mm



BC-20-128
Fig. 4
for men
para hombres
pour hommes

Working length
largo util
Longueur utile
135mm



BC-20-134
 Batteries set of 2 pieces
 Pilas
 juego de 2 piezas
 Pilas jue avec deux pieces

BC-20-135
 Battery Handle
 (without batteries), for laryngoscopes set
 Mango de pilas (sin pilas), para juegos de laringoscopia
 Manche a pile (sans pile), pour jeux a laryngoscopie

Foregger
BC-20-129

with four laryngoscope blades fig. 1 to 4 complete, in case

con cuatro hojas de laringoscopia fig. 1 a 4 completo, en estuche

avec quatre spatules a laryngoscopie fig. 1 a 4 complet, en trousse

BC-20-130
 Case for laryngoscopes
 for 3 straight laryngoscope blades

Estuche para laringoscopios para 3 hojas de laringoscopia rectas

Trousse pour laryngoscopes pour 3 spatules a laryngoscopie droites

BC-20-131
 for 4 straight laryngoscope blades
 para 4 hojas de laringoscopia rectas
 Pour 4 spatules a laryngoscopie droites

BC-20-132
 for 3 curved laryngoscope blades
 para 3 hojas de laringoscopia curvas
 Pour 3 spatules a laryngoscopie courbees

BC-20-133
 for 4 curved laryngoscope blades
 para 4 hojas de laringoscopia curvas
 Pour 4 spatules a laryngoscopie courbees



BC-20-136
 Spare bulb
 large, for blades, fig. 2 to 4

Bombilla de recambio grande, para hojas fig. 2 a 4

Ampoule de rechange grand, pour spatule fig. 2 a 4



BC-20-137
 small, for blades fig. 0 to 1
 pequeno, para hojas fig. 0 a 1
 petit, pour spatule fig. 0 a 1



**McIntosh
BC-20-138**

with battery handle (without batteries) and
three laryngoscope blades fig. 1 to 3
complete, in case

con mango de pilas (sin pilas) y
tres hojas laringoscopio fig. 1 a 3
completo, en estuche

avec manche a pile (sans pile)
et trois spatules a laryngoscopie fig. 1 a 3
complet, en trousse

**McIntosh
BC-20-139**

with accumulator handle and
three laryngoscope blades fig. 1 to 3
complete, in case

con mango acumulador y
tres hojas laringoscopio fig. 1 a 3
completo, en estuche

avec manche a accumulateur
et trois spatules a laryngoscopie fig. 1 a 3
complet, en trousse

**McIntosh
BC-20-140**

with accumulator handle and
three laryngoscope blades fig. 1 to 3
complete, in case

con mango acumulador y
tres hojas laringoscopio fig. 1 a 3
completo, en estuche

avec manche a accumulateur
et trois spatules a laryngoscopie fig. 1 a 3
complet, en trousse

**McIntosh
BC-20-141**

with accumulator handle and
four laryngoscope blades fig. 1 to 4
complete, in case

con mango acumulador y
cuatro hojas de laringoscopio fig. 1 a 4
completo, en estuche

avec manche a accumulateur
et trois spatules a laryngoscopie fig. 1 a 4
complet, en trousse



BC-20-142

Fig. 0
for babies
para neonatales
pour nourrissons

Working length
largo util
Longueur utile
55 mm



BC-20-143

Fig. 1
for children
para ninos
pour enfants

Working length
largo util
Longueur utile
70 mm



BC-20-144

Fig. 2
for adolescents
para adolescentes
pour adolescents

Working length
largo util
Longueur utile
80 mm



BC-20-145

Fig. 3
for women
para mujeres
pour femmes

Working length
largo util
Longueur utile
105 mm



BC-20-146

Fig. 4
for men
para hombres
pour hommes

Working length
largo util
Longueur utile
130 mm

McIntosh



Foregger

BC-20-147

with battery handle (without batteries) and
three laryngoscope blades fig. 2 a 4
complete, in case

con mango de pilas (sin pilas) y
tres hojas laringoscopio fig. 2 a 4
completo, en estuche

avec manche a pile (sans pile) pour
trois spatules a laryngoscopie fig. 2 a 4
complet, en trousse

Foregger

BC-20-149

with battery handle (without batteries) and
four laryngoscope blades fig. 1 to 4
complete, in case

con mango de pilas (sin pilas) y
cuatro hojas laringoscopio fig. 1 a 4
completo, en estuche

avec manche a pile (sans pile)
pour quatre spatules a laryngoscopie fig. 1 a 4
complet, en trousse

Foregger

BC-20-148

with accumulator handle and
three laryngoscope blades fig. 2 to 4
complete, in case

con mango acumulador y
tres hojas laringoscopio fig. 2 a 4
completo, en estuche

avec manche a accumulateur pour
trois spatules a laryngoscopie fig. 2 a 4
complet, en trousse

Foregger

BC-20-150

with accumulator handle and
four laryngoscope blades fig. 1 to 4
complete, in case

con mango acumulador y
cuatro hojas laringoscopio fig. 1 a 4
completo, en estuche

avec manche a accumulateur
pour quatre spatules a laryngoscopie fig. 1 a 4
complet, en trousse



**Miller
BC-20-151**
with battery handle (without batteries) and
three laryngoscope blades fig. 1 to 3
complete, in case

con mango de pilas (sin pilas) y
tres hojas de laringoscopio fig. 1 a 3
completo, en estuche

avec manche a pile (sans pile) pour
trois spatules a laryngoscopie fig. 1 a 3
complet, en trousse

**Miller
BC-20-153**
with battery handle (without batteries) and
four laryngoscope blades fig. 1 to 4
complete, in case

con mango de pilas (sin pilas) y
cuatro hojas de laringoscopio fig. 1 a 4
completo, en estuche

avec manche a pile (sans pile)
pour quatre spatules a laryngoscopie fig. 1 a 4
complet, en trousse

**Miller
BC-20-152**
with accumulator handle and
three laryngoscope blades fig. 1 to 3
complete, in case

con mango acumulador y
tres hojas de laringoscopio fig. 1 a 3
completo, en estuche

avec manche a accumulateur
et trois spatules a laryngoscopie fig. 1 a 3
completo, en trousse

**Miller
BC-20-154**
with accumulator handle and
four laryngoscope blades fig. 1 to 4
complete, in case

con mango acumulador y
cuatro hojas de laringoscopio fig. 1 a 4
completo, en estuche

avec manche a accumulateur pour
quatre spatules a laryngoscopie fig. 1 a 4
complet, en trousse



BC-20-155
Fig. 0
for babies
para neonatales
pour nourrissons

Working length
largo util
Longueur utile
55 mm



BC-20-156
Fig. 1
for children
para niños
pour enfants

Working length
largo util
Longueur utile
70 mm



BC-20-157
Fig. 2
for adolescents
para adolescentes
pour adolescents

Working length
largo util
Longueur utile
90 mm



BC-20-158
Fig. 3
for women
para mujeres
pour femmes

Working length
largo util
Longueur utile
110 mm



Foregger

BC-20-159
Fig. 4
for men
para hombres
pour hommes

Working length
largo util
Longueur utile
135 mm



BC-20-160
Fig. 0
for babies
para neonatales
pour nourrissons

Working length
largo util
Longueur utile
55 mm



BC-20-161
Fig. 1
for children
para ninos
pour enfants

Working length
largo util
Longueur utile
80 mm



BC-20-162
Fig. 2
for adolescents
para adolescentes
pour adolescents

Working length
largo util
Longueur utile
130 mm



BC-20-163
Fig. 3
for women
para mujeres
pour femmes

Working length
largo util
Longueur utile
170 mm



Miller

BC-20-164
Fig. 4
for men
para hombres
pour hommes

Working length
largo util
Longueur utile
180 mm



BC-20-165
Battery handle
Mango de pilas
Manche a pile



BC-20-166
Battery handle slim, for F.O.
Laryngoscope blades with xenon
bulb, 2,5 v

Mango de pilas delgado, para
mango de laringoscopio luz fria
con bombilla de xenon, 2,5 v

Manche a pile gracile, pour spatule a
laryngoscopie avec
lumiere froide avec lampe xenon, 2,5 v



**WELMED Instrument Company
Defence Road, Near Wapda Grid Station
Sialkot 51310, Pakistan.**

Phone : +92 52 3554782, 3558704

Fax : +92 52 3550296

☎ Mobile : +92 333 8680640

Email : welmedpk@gmail.com

info@welmedinst.com

wmm@brain.net.pk

welmed@cyber.net.pk

Website : www.welmedinst.com